

# irilenti®

con **ACIDO IALURONICO**

**Soluzione unica isotonica con Acido ialuronico per detergere, disinfettare, risciacquare, idratare e conservare tutti i tipi di lenti a contatto. Rimuove i depositi muco-proteici. Particolarmente indicata per occhi sensibili. Attiva in 5-7 minuti.**

## COMPOSIZIONE

IRILENTI è una soluzione sterile, ottenuta per filtrazione, è isotonica e contiene PoliEsaMetilenBiguanide 0,0001% come principio attivo e conservante, EDTA 0,1%, Sodio ialuronato 0,01%, Eccipienti e Acqua depurata q.b. a 100%. Non contiene Thimerosal né Clorexidina.

## PROPRIETÀ

IRILENTI, grazie alla sinergia che si determina tra i principi attivi e gli innovativi componenti, presenta un'azione altamente disinfettante, conservante, idratante e detergente.

La presenza di Acido ialuronico, polimero dalle elevate proprietà viscoelastiche, migliora la lubrificazione e la biotollerabilità delle lenti, grazie alla sua capacità di trattenere acqua. IRILENTI idrata le lenti sia appena applicate che durante l'indosso giornaliero con conseguente comfort duraturo e riduzione di secchezza ed irritazione.

Il pH e l'osmolarità sono tali da essere adeguatamente biocompatibili con i tessuti e con i liquidi organici oculari, pertanto è biotollerabile anche per occhi molto sensibili.

## INDICAZIONI

È indicata per la conservazione, disinfezione, risciacquo, idratazione, detersio-

ne, rimozione giornaliera dei depositi muco-proteici di tutti i tipi di lenti a contatto.

## ISTRUZIONI PER L'USO

### Uso diurno (lenti idratate in 5-7 minuti):

- Lavare le mani e asciugarle accuratamente con un panno pulito.
- Per evitare confusione, iniziare il trattamento sempre con la stessa lente.
- Rimuovere la lente dall'occhio e porla sul palmo della mano aggiungendo una quantità di IRILENTI sufficiente a bagnare completamente la lente.
- Strofinare delicatamente con un movimento "in avanti e indietro", entrambe le superfici della lente per almeno 10-15 secondi, utilizzando un dito dell'altra mano.
- Risciacquare accuratamente e abbondantemente la lente con IRILENTI in modo da rimuovere ogni traccia di depositi.
- Porre la lente nell'apposito contenitore.
- Ripetere le operazioni per l'altra lente.
- Riempire il contenitore con IRILENTI sino alla linea di dosaggio.
- Chiudere accuratamente il contenitore e lasciare immerse le lenti per almeno 5-7 minuti.
- Prima di applicarle negli occhi, risciacquare con IRILENTI.

### Uso notturno:

- Lavare le mani e asciugarle accuratamente con un panno pulito.
- Per evitare confusione, iniziare il trattamento sempre con la stessa lente.
- Dopo l'uso, togliere la lente dall'occhio e riporla subito nell'apposito contenitore riempito con IRILENTI sino alla linea di dosaggio.
- Ripetere le operazioni per l'altra lente.
- Chiudere accuratamente il contenitore e lasciare immerse le lenti per almeno 2-3 ore o per tutta la notte.
- Prima di applicarle, risciacquarle con IRILENTI.

### CONTROINDICAZIONI

Non esistono controindicazioni accertate, se non in caso di allergia o ipersensibilità specifica per qualche componente.

### PRECAUZIONI

IRILENTI, una volta aperta, deve essere utilizzata entro tre mesi. L'eventuale residuo deve essere eliminato.

Non usare se il sigillo non è integro, in quanto non può essere garantita la sterilità.

Per evitare qualsiasi contaminazione, non mettere mai a contatto il contagocce con alcuna superficie.

Chiudere bene il flacone dopo l'uso.

Conservare il flacone lontano da fonti di calore e comunque al di sotto di 30°C.

Non usare dopo la scadenza. 

### AVVERTENZE

IRILENTI è da utilizzarsi esclusivamente per uso esterno.

Per lenti rimaste per più di 3-4 settimane nella soluzione IRILENTI prima dell'uso: eliminare la soluzione dal contenitore e procedere alla disinfezione almeno secondo le istruzioni per l'uso diurno (5-7

minuti).

Non utilizzare in caso di ipersensibilità specifica verso qualche componente.

### Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Utilizzare sempre soluzione fresca, eliminando quella rimasta nel contenitore portalenti.

Non sostituire con un diverso prodotto disinfettante.

Consultare lo specialista prima di usare qualsiasi medicinale oftalmico mentre si portano le lenti a contatto.

Non utilizzare mai acqua del rubinetto per le lenti a contatto.

### COMPLICANZE

In caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l'uso e consultare lo specialista.

 Seguire attentamente quanto riportato in etichetta e conservare il presente foglio illustrativo.

IRILENTI è disponibile nei formati da 360 ml  e da 100 ml .

Prodotto in asepsi

**STERILE** 

### MONTEFARMACO OTC S.p.A.

Via IV Novembre, 92  
20021 Bollate (MI) - Italy

 **ECOLAB Production Italy S.r.l.**  
Viale del Lavoro, 10 - 45100 Rovigo  
Italy - Tel. +39 0425 474747

  0123

007641160201  
3081630P/01FEB16/IT  
Rev. 01/02/2016