

# AFOMILL®

## RINFRESCANTE LENITIVO

gocce oculari  
NON BRUCIA

### INDICAZIONI:

AFOMILL RINFRESCANTE LENITIVO è un distillato vegetale per occhi di Amamelide, Camomilla ed Eufrasia, note per le proprietà lenitive, indicato per occhi stanchi ed affaticati. In caso di notti insonni, ore davanti al video, ambienti fumosi o con aria viziata, eccessiva esposizione ai raggi solari aiuta a restituire freschezza agli occhi. Ha pH, isotonicità e osmolarità perfettamente compatibili col tessuto oculare e col liquido lacrimale.



Agenti esterni



Esposizione raggi UV



Tv e computer

### COMPOSIZIONE:

**Flacone multidose:** distillati vegetali di Camomilla, Eufrasia ed Amamelide, Sodio cloruro, Sodio fosfato monobasico monoidrato, Sodio fosfato bibasico dodecaidrato, Sodio edetato, Benzalconio cloruro, Acqua q.b.

**Fiale monodose:** distillati vegetali di Camomilla, Eufrasia ed Amamelide, Sodio cloruro, Sodio fosfato monobasico monoidrato, Sodio fosfato bibasico dodecaidrato, Acqua q.b.

### ISTRUZIONI D'USO:

**Flacone multidose:** instillare alcune gocce in ciascun occhio esercitando una lieve pressione sul corpo del flacone. Dopo l'uso richiudere bene il tappo.

**Fiale monodose:** separare un monodose, aprire la fiala ruotando il cappuccio. Premere leggermente la fiala ed instillare alcune gocce in ciascun occhio.



Afomill può essere utilizzato anche più volte al giorno.

### **⚠ PRECAUZIONI E AVVERTENZE:**

- Il prodotto è indicato solo per uso oftalmico.
- Non utilizzare il prodotto in caso di confezione danneggiata, nè dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
- Non toccare l'occhio con l'estremità del flacone o della fiala.
- Se il prodotto viene utilizzato in modo continuativo per più di trenta giorni, è necessario consultare il medico.
- Evitare il contatto della fiala o del beccuccio del flacone con superfici che potrebbero inquinarli.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- Il flacone multidose deve essere utilizzato entro 28 giorni dall'apertura.
- Il contenuto delle fiale deve essere utilizzato interamente all'atto dell'apertura.
- Conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

### **CONFEZIONI:**

- Flacone multidose 10 ml.
- 10 Fiale monodose da 0,5 ml cad.

**STERILE A** **CE** 0546

*Data revisione foglietto illustrativo: settembre 2014*



**AEFFE FARMACEUTICI Srl**  
Via Torino, 448 - Brandizzo (TO)

*Distributore esclusivo: Afom Medical Srl*  
Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)